

InterDry® réduit les coûts et la durée de traitement par rapport aux protocoles de traitement antifongique¹

Considérations économiques liées à la dermatite intertrigineuse communément appelé Intertrigo

Certains experts affirment que la prévention est une solution de rechange plus appropriée au traitement et recommandent plusieurs stratégies préventives. Par exemple, il est conseillé aux patients de contrôler leur glycémie, de porter des sous-vêtements en coton, de perdre du poids, d'éviter de porter des vêtements trop serrés et d'éviter de prendre des antibiotiques ou des stéroïdes inutilement. Les experts suggèrent de garder la zone du corps sèche et de l'exposer à l'air autant que possible afin de prévenir la récurrence de la maladie.

Comme l'indique l'étude de McMahon, de nombreuses personnes voient leurs symptômes de dermatite intertrigineuse disparaître une fois que leur état de

santé général s'améliore. Il est toutefois fréquent que ces symptômes réapparaissent. Les récurrences entraînent des coûts directs et indirects. Les coûts indirects englobent le temps passé loin du travail, de la maison et de la famille, le temps de déplacement pour se rendre chez les fournisseurs de soins, la gêne occasionnée par les odeurs, la diminution de la production en raison de l'inconfort, la frustration et plus encore. Les coûts directs peuvent inclure les pansements, les antibiotiques, les études en laboratoire, les soins à domicile, au bureau ou les soins de courte durée, les dépenses non couvertes par la compagnie d'assurance du patient et plus encore. La gestion des problèmes associés aux plis cutanés est devenue un combat sans fin pour de nombreuses personnes, d'un point de vue humanitaire, clinique et économique².

Valeur économique — Étude de cas no 1¹

Profil du patient : Une femme de 46 ans qui bénéficie de traitements de réadaptation (physiothérapie et perte de poids) pour obésité morbide (IMC de 93,8).

Symptômes : Intertrigo candidosique situé sur la face postérieure de la cuisse droite, présent depuis 98 jours.



Crème antimicrobienne, cortisone antifongique et poudre antifongique

Protocole InterDry

	Crème antimicrobienne, cortisone antifongique et poudre antifongique	Protocole InterDry
Évaluation de l'érythème	3 – grave	1 – léger
Dénudation	Oui	Non
Macération	Oui	Non
Lésions satellites	Oui	Non
Démangeaisons / sensation de brûlure	Oui	Non
Évaluation des odeurs	1 – légères	0 – aucune
Durée	98 jours	5 jours
Coût/semaine	23,84 \$	7,63 \$
Coût total	333,76 \$	7,63 \$

Économies totales réalisées

326,13 \$

Temps nécessaire à la disparition des symptômes

5 jours

1. Kennedy-Evans KL, Viggiano B, Henn T, Smith D. Multi-site feasibility study using a new textile with silver for management of skin conditions located in skin folds. Affiche présentée lors du 20^e symposium annuel *Advanced Wound Care*, qui a eu lieu du 28 avril au 1^{er} mai 2007 à Tampa (Floride) et lors de la 39^e conférence annuelle de la WOCN[®] Society, qui a eu lieu du 9 au 13 juin 2007, à Salt Lake City (Utah).

2. Sibbald RG, Kelly J, Kennedy-Evans KL, Labrecque C, Waters N. A practical approach to the prevention and management of intertrigo, or moisture-associated skin damage, due to perspiration: expert consensus on best practice. *Wound Care Canada* — supplément. 2013;11(2):1-21

Valeur économique — Étude de cas n° 2¹

Profil du patient : Une femme de 34 ans qui bénéficie de traitements de réadaptation (perte de poids et physiothérapie), présentant une obésité morbide (IMC de 61,1).

Symptômes : Intertrigo candidosique au niveau du creux poplité droit, présent depuis trente-trois (33) semaines.



	Pommade antifongique	Protocole InterDry
Évaluation de l'érythème	3 – grave	1 – léger
Dénudation	Oui	Oui : La peau est fragilisée et se déchire facilement
Macération	Oui	Non
Lésions satellites	Oui	Non
Démangeaisons / sensation de brûlure	Oui	Non
Évaluation des odeurs	2 – modérées	0 – aucune
Durée	231 jours	5 jours
Coût/semaine	4,35 \$	8,33 \$
Coût total	143,55 \$	8,33 \$

Économies totales réalisées

135,17 \$

Temps nécessaire à la disparition des symptômes

5 jours

Valeur économique — Étude de cas no 3¹

Profil du patient : Femme de 53 ans souffrant d'obésité morbide (IMC de 62,8), d'angine, d'embolie pulmonaire, d'insuffisance veineuse et de trouble bipolaire.

Symptômes : Intertrigo sous le sein gauche, présent depuis douze (12) semaines.



	Poudre antifongique 2 fois par jour et au besoin	Protocole InterDry
Évaluation de l'érythème	3 – grave	1 – léger : desquamation persistante
Dénudation	Oui	Non
Macération	Oui	Non
Lésions satellites	Oui	Non
Démangeaisons / sensation de brûlure	Oui	Non
Évaluation des odeurs	1 – minimales	0 – aucune
Durée	84 jours	5 jours
Coût/semaine	8,68 \$	2,77 \$
Coût total	104,16 \$	2,77 \$

Économies totales réalisées

101,39 \$

Temps nécessaire à la disparition des symptômes

5 jours

Le présent document contient des données d'économie dans le domaine de la santé et devrait être utilisé avec les payeurs, les comités de pharmacologie et de thérapeutique ou les organismes similaires qui possèdent des connaissances et de l'expérience dans le domaine de l'analyse de l'économie de la santé et qui ont la responsabilité de sélectionner les médicaments et les appareils couverts ou remboursés.